



NEXTRASEARCH s.a.s



NEXTRASEARCH s.a.s




COLLAGEN MATRIX PAD

BIO PAD MX è un dispositivo medico costituito da puro collagene eterologo nativo di tipo I di origine equina (estratto dal tendine di cavallo).

Il collagene è una delle proteine strutturali più importanti del tessuto connettivo e svolge un ruolo fondamentale nei processi biologici di riparazione e cicatrizzazione tissutale.

NUMERO VERDE

800 699928



Applicazioni

Difetti ossei

Difetti parodontali

Aumento dei tessuti molli

Riparazioni delle finestre d'accesso

Lesioni periapicali

Si tratta di un prodotto **sicuro**, privo di effetti collaterali, ampiamente utilizzato da anni nella riparazione tissutale di ferite acute e croniche (es. ulcere in soggetti con diabete di tipo II), oltre che nel settore odontoiatrico. Garantisce tempi di guarigione ridotti e miglior controllo del dolore. Gestione rapida del sanguinamento ed efficienza in termini di protezione della lesione e stimolazione del tessuto di granulazione/ossificazione. Il collagene eterologo nativo di tipo 1, con



NEXTRASEARCH s.a.s



struttura a tripla elica produce effetti sovrapponibili a quelli del collagene tessutale.



Emostasi veloce e durevole



Effetto barriera affidabile e duraturo,
tempi di riassorbimento 2-4 settimane



Protezione della lesione e rapida
stimolazione del tessuto di
granulazione/ossificazione

La membrana di origine equina **BIO PAD MX** è disponibile in varie dimensioni:

ART	DIMENSIONI	QUANTITA'
MX2502	2,5X2,5 cm	1 PZ
MX5002	5X5 cm	1 PZ
MX1002	10X10 cm	1 PZ

Inoltre Euroresearch ha progettato il prodotto con uno spessore 0,2 mm che consente una migliore applicabilità e funzionalità rispetto alle altre membrane presenti sul mercato.

Il dispositivo medico è indicato per procedure di rigenerazione ossea guidata (GBR) e rigenerazione guidata dei tessuti (GTR). La sua azione meccanica unita alla sua resistenza garantisce un supporto strutturale ottimale.

Contribuisce a:

- ✓ fornire una struttura portante (scaffold)




NEXTRASEARCH s.a.s



- ✓ controlla la differenziazione, la migrazione e la sintesi della struttura proteica delle cellule
- ✓ favorisce la formazione fisiologica dei fibroblasti, del tessuto di granulazione e del collagene nativo
- ✓ facilita il contatto di piastrine e fattori di crescita della coagulazione (emostasi)
- ✓ favorisce la neoformazione di capillari (angiogenesi)

Elogio del prodotto

“Ha buon livello di maneggevolezza e sono
facilmente sagomabile.



Il grado di rigidità
consente un facile
posizionamento nel sito
chirurgico; pieghevole ma
non scivolosa, quando
viene idratata, è resistente e
facilmente suturabile.

Aderisce facilmente al difetto e può essere facilmente riposizionata in caso di errori nel posizionamento.”



Via Roma 2/B, 35040 Granze (PD), Italia

Tel: +39 0429 652545 Fax: +39 0429 538058

E-mail: info@nextrasearch.it